

▷エルデの靴は重い？



「重くはいていないので、軽くしてもらいたい」と来店された80代のYさん。毎日散歩に愛用していたのに、コロナでしばらくはかかないうちに、重く感じるようになったとのこと。ベルトの締め方も原因では、とキュッと締め直してみると、「あらっ？ ふしぎ・・・軽くなった」と快適に歩いてくださり、さらにもう1足お作りすることに。ひもやベルトをきちんと閉めていただくと、靴が足に密着して軽く感じるのです。

また、靴が少し緩くなって足に密着しなくなった場合は、調整を。それでも重く感じる場合には、底材を軽量なものにお直しいたします。

▷軽すぎるので重く直して・・・



関節リウマチで足に少し変形があり、20年近くエルデの靴を愛用されているMさん。そのうちの1足が軽すぎて歩きにくいとのことで、底の材料を貼り替えることに。「エルデの靴は重さがあることで安定して歩ける」というMさんの靴は、ロッカーバーという機能を備えていて、一定の重さが振り子のような役割をして脚運びを助けているのです。

エルデでは、お一人お一人のお身体の状態、歩き方、生活に合わせて、最もふさわしい材料や機能、デザインを選んで、歩くために最適の靴をご提供したいと思っています。

お身体も靴の状態も変わります。より快適に歩いていただくためにも、ぜひ、6ヶ月チェックにご来店ください。

▷ホームページが新しくなりました。 <https://erde.jp>